



BERGEN HØRSELSLAG

Din hørsel – vår sak

Tilsluttet: Hørselshemmedes Landsforbund (Hlf)

Bankgiro 3624.12.31334

org.nr. 991 966.390

e-post bergen.hoerselslag@c2i.net

Undertegnede har noen spørsmål og en stetter stor pris på om en kan få Deres svar på disse.

Det er ønske om å få vite og høre Deres mening om hvordan en skal oppbevare batteriene til alle typer høre – apparater og til CI – apparater. Vi brukere har delte meninger og erfaringer når det gjelder oppbevaring, som for. eks kjøleskap, romtemperatur osv. En ønsker også at dette burde merkes tydeligere på pakken.

Svar fra Medisan:

Batterier skal oppbevares tørt, dvs. ikke i kjøleskap. De skal ikke utsettes for sterk varme eller sollys under lagring. Alle batterier skal være i original pakken sin til de skal brukes.

Svar fra Medel:

Medel mener vedrørende lagring av batterier. De mener tørt og normal romtemperatur er best. Ikke i kjøleskap.

En ønsker også å få vite hvor lang levetid batteriene har, dvs. hva Dere mener er normalt.

Her og kommer det fram delte meninger mellom oss CI brukere, for. eks. alt fra 2 til 5 dager.

Noen brukere mener at dette kommer an på hvor sterkt apparatet er innstilt.

Svar fra Medisan:

Fra 2-5 dager høres normalt ut og dette er avhengig av hvordan apparatet er innstilt fra klinikken og hvor høyt man har innstilt mikrofonfølsomheten (dette har de fleste mulighet til å justere selv)

Svar fra Medel:

Når det gjelder batteriforbruk skal batteriene holde 3-5 dager ifølge Medel. Hvis man har program som bruker mye strøm vil batteriene holde 2-3 dager men for noen som har "svakere" program kan batteriene holde 4-5 dager. Hvis man i tillegg bruker FM-mottaker vil det øke batteriforbruket. Hvis man i utgangspunkt har program som bruker maksimalt med strøm vil det for noen ikke være tilstrekkelig med vanlig sink-luft batterier. Enten må man bruke DaCapo oppladbare batterier (som kan gi mer strøm) eller spesielle CI batterier som "Rayovac Cochlear Advanced"



BERGEN HØRSELSLAG

Din hørsel – vår sak

Tilsluttet: Hørselshemmedes Landsforbund (Hlf)

Bankgiro 3624.12.31334

org.nr. 991 966.390

e-post bergen.hoerselslag@c2i.net

En ønsker å få vite om batteriene blir påvirket av varme, for. eks. når man er i syden, eller kulde, for. eks. snø og frost.
Har dette noe å si på levetiden til batteriene?

Svar fra Medisan:

Alle batterier får redusert kapasitet når det er kaldt, men batteriene i CI-en blir sjelden skikkelig kalde, da kroppstemperaturen til brukeren holder de varme.

Hvordan kan vi brukere ta best vare på "våre" høre- apparater og CI-apparater?

Svar fra Medisan:

Tørkeboks er smart å bruke. Det vil forhindre problemer spesielt når apparatet har vært utsatt for fuktighet (regn, svette o.l). Dette gjelder alle typer høre-apparater.

Ellers har nok ikke behandlingen av apparatet noen innvirkning på levetid på batteriene

Svar fra Medel:

Når det gjelder forvaring tror jeg ikke det har så stor betydning hvilken temperatur. Vanlig romtemperatur pleier å være greit. Det er viktig at teiplappen over lufthullene ikke løsner derfor et det lurt å ha de i beskyttet i en eske.



BERGEN HØRSELSLAG

Din hørsel – vår sak

Tilsluttet: Hørselshemmedes Landsforbund (Hlf)

Bankgiro 3624.12.31334

org.nr. 991 966.390

e-post bergen.hoerselslag@c2i.net

Kan vi brukere gjøre noe selv for at levetiden på batteriene blir lengre?

Svar fra Medisan:

Det er nok lite man kan gjøre med dette, annet enn å følge det som ble nevnt i det første svaret

De som tok seg tid til å svarte her var:

Eva Harris Bjureus

Möllerström Medical AS

Og

Jørgen Sætre

Medisan

Tusen takk til dem.

Hilde- Jannecke Hellestvedt

Bergen Hørselslag

Bergen 26 jan. 2009